

Bak
Med



**7 LEDOWE LAMPY
OPERACYJNE ZABIEGOWE**



7 LED EXAMINATION OPERATING LAMP



KLLED-KM1 7.10
LAMPА ŚCIENNA
WALL MOUNTED LAMP



KLLED-KM1 7.31
LAMPА 1-OPRAWOWA SUFITOWA
CEILING MOUNTED 1-HEAD LAMP





KLLED-KM1 7.20

LAMPA STATYWOWA MOBILNA
STAND MOUNTED LAMP MOBILE

LAMPY ZABIEGOWE 7-LEDOWE KLLED-KM1 / EXAMINATION LAMPS 7-LED KLLED-KM1

Natężenie światła / Light intensity	
z odległości 1 m / at 1 m distance	35.000 lux
z odległości 0,8 m / at 0,8 m distance	48.000 lux
Zakres regulacji natężenia światła / Light intensity adjustment range	brak / no
Wielkość plamy świetlnej / Light field diameter	
z odległości 1 m / at 1 m distance	180 mm
z odległości 0,8 m / at 0,8 m distance	140 mm
Temperatura barwowa / Colour temperature	4500±500 K
Wskaźnik oddawania barw R_a / Colour rendering index R_a	93
Żarówki LED / LED bulbs	7
Średnia żywotność żarówki / Average bulb life	35.000 h
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym / Class of protection against electric shock	I
Napięcie zasilania / Mains supply	230V / 50Hz
Moc pobierana / Input power	14VA
Regulacja oprawy / Lamp Head Adjustment	
min. odległość od podłogi / min distance to the floor	1000 mm
max odległość od podłogi / max distance to the floor	1600 mm
max odległości od ściany / max distance to the wall	1400 mm

LAMPA ŚCIENNA / WALL MOUNTED LAMP

LAMPA STATYWOWA MOBILNA / STAND MOUNTED LAMP MOBILE

LAMPA 1-OPRAWOWA SUFITOWA / CEILING MOUNTED 1-HEAD LAMP

LAMPA 2-OPRAWOWA SUFITOWA / CEILING MOUNTED 2-HEAD LAMP

KLLED-KM1 7.10

KLLED-KM1 7.20

KLLED-KM1 7.31

KLLED-KM1 7.32



KLLED-KM1 7.32

LAMPA 2-OPRAWOWA SUFITOWA
CEILING MOUNTED 2-HEAD LAMP

BAKMED

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45
tel. +48 426439346, tel. mob. +48 693628102
e-mail: bakmed@bakmed.com.pl
www.bakmed.com.pl