

Bak Med

MSS-10.2

INOX Z MISĄ
INOX WITH BOWL



MSS-10.2

Z OBNIŻONYM ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI
WITH LOWERED CENTER OF GRAVITY



MSS-10.2

INOX STANDARD



**STOJAKI
I STATYWY
DO KROPLÓWEK
IV STANDS
MSS-10.2**


MSS-10.2
STANDARD



E1/E2 5-GNIAZDOWY PRZEDŁUŻACZ
Z WYŁĄCZNIKIEM
5-SOCKET EXTENSION CORD
WITH ON/OFF SWITCH



B2 BLOKADA STATYWU
EXTENSION LOCK



F2 PÓŁKA 33x23 cm INOX
33x23 cm SHELF INOX



F1 PÓŁKA 28x22 cm TWORZYWOWA
28x22 cm SHELF-POLYMER



D3 UCHWYT 2-RAMIENNY
2-ARM HOLDER FOR IV INFUSION FLUIDS



D2 2 UCHWYTY (KOSZYCZKI)
DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH W BUTELKACH
2 HOLDERS FOR BOTTLED INFUSION FLUIDS

DANE TECHNICZNE MSS-10.2 TECHNICAL DATA OF MSS-10.2

Długość / Length	
max	2000 mm
min.	1500 mm
Dopuszczalne obciążenie statywu stojaka Max stand pole load	12,0 kg
Dopuszczalne obciążenie statywu stojaka (podstawa z obniżonym środkiem ciężkości) Max stand pole load (with the base with lowered center of gravity)	16,0 kg
Dopuszczalne obciążenie wieszaków / Max hooks load przy obciążeniu równomiernym / distributed load (całkowite) / (total)	2,0 kg
przy obciążeniu jednostronnym / one-sided load	3,0 kg
Dopuszczalne obciążenie wieszaków / Max hooks load (total) statyw z blokadą / stand with extension lock przy obciążeniu równomiernym / distributed load (całkowite) / (total)	8,0 kg
przy obciążeniu jednostronnym / one-sided load	4,0 kg
Dopuszczalne obciążenie półki / Shelf maximum load	2,0 kg
Waga stojaka / stand weight	
standard	3,5 kg
inox	4,5 kg



H1
MISA Z UCHWYTEM MONTAŻOWYM
DO STOJAKA (DRUGA - OPCJONALNIE)
MEDICAL WASTE BOWL WITH
MOUNTING BRACKET (OPTIONAL)



C1/C2 PODSTAWA STATYWU Z OBNIŻONYM
ŚRODKIEM CIĘŻKOŚCI
STAND BASE WITH LOWERED
CENTER OF GRAVITY



A3 KÓŁKA PODWÓJNE ø75 mm Z HAMULCEM
ø75 mm RUBBER SWIVEL WHEELS (DOUBLE) WITH LOCKS



J1, 2, 3 ZASŁONA ZMYWALNA 180x200 cm
180x200 cm CURTAIN/SCREEN WASHABLE



MSS-10.2PP

ŚCIENNY Z ZASŁONĄ
IV ARM-WALL MOUNTED WITH
COURTAIN/SCREEN



D1 UCHWYT (KOSZYCZEK) DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH
HOLDER FOR BOTTLED INFUSION FLUIDS

DANE TECHNICZNE MSS-10.2p TECHNICAL DATA OF MSS-10.2p

Długość / Length max min.	1400 mm 850 mm
Waga / Weight	1,7 kg
Dopuszczalne obciążenie wieszaków (całkowite) / Max hooks load (total)	1,0 kg

DANE TECHNICZNE MSS-10.2p z zasłoną TECHNICAL DATA OF MSS-10.2p with a curtain/screen

Długość / Length max min.	1850 mm 105 mm
Waga / Weight	2,0 kg
Wymiary zasłony / Curtain dimensions (szer. x wys.) / (width x height)	1800 x 2000 mm



MSS-10.2P

ŚCIENNY
IV ARM-WALL MOUNTED

BAKMED

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45
tel. +48 426439346, tel. mob. +48 693628102
e-mail: bakmed@bakmed.com.pl
www.bakmed.com.pl

Made in Poland